

Baby Control Digital légzésfigyelő androidos Bluetooth-program használati útmutatója.

Androidos telefonjára a Bluetooth alkalmazást többféleképpen is telepítheti:

Beírhatja például a Google Play keresőjébe: Baby Control Digital, és a találat után követi az ott megjelenő telepítési utasítást.

Ha van a telefonján QR-kód olvasó, akkor elegendő az alábbi kódra ráközelíteni, és máris a Google Play Baby Control Digital telepítőjébe jut.



<https://play.google.com/store/apps/details?id=primeval.softwares.babycontroldigital>

A program indítása után a Bluetooth engedélyezési kérelemre „igen” gombot kell megnyomni. Ha „nem” gombot választ, akkor demó üzemmódban végignézhethők a program funkciói.

Kapcsolja be a légzésfigyelő központi egységét, és 5 percen belül indítsa el a telefonos applikációt.

Telepítés utáni első indításkor a program kéri a Baby Blue párosító kódját.

Némelyik telefon típusnál ez nem megy végbe automatikusan. Ez esetben a telefon menüjében kell elvégezni Bluetooth a párosítást, a telefon útmutatója szerint.

A párosító kód egy négyjegyű azonosító szám: 4321

Írja be a telefon által megadott helyre.

Ezt követően a telefon elkezd keresni a Baby Control Digital légzésfigyelőt, és ha az 5 percnél nem régebben lett kapcsolva, akkor automatikusan létrejön a kapcsolat. A telefon kijelzőjének felső részén megjelenik egy zöld kör. Ha több, mint 5 perc eltelt a légzésfigyelő bekapcsolását követően, akkor nyomja meg rövid ideig a légzésfigyelő bekapcsoló gombját azért, hogy az ismét fel tudja venni a kapcsolatot a telefontal.

A telefon kis késleltetéssel megjelennek azok a számok, amelyek a légzésfigyelő kijelzőjén is felvillannak..

A telefonon állítsa be a telefonon „Médiafájl hangerejét” a legnagyobbra a telefon használati útmutatója szerint.

Az alkalmazás beállítás menüjében szükség szerint engedélyezze, vagy tiltsa le a baba hangjának figyelését. Engedélyezés esetén a telefon jelzi, amikor hangot érzékel a babaágyánál levő központi egység. Ez azonban csak jelzőhang, nem a baba valódi hangját hallja. A hangérzékelés szintjét is itt tudja beállítani.

Szintén az alkalmazás beállítás menüjében találja az alap hangjelzés engedélyezését. Ha engedélyezi, akkor a telefonján egy rövid hangjelzés követi a "minden rendben" állapot kijelzését.

A Bluetooth egység hatóköre korlátozott. A maximális távolság függ a lakás szerkezetétől, falak vastagságától, stb.

Átlagos méretű és elrendezésű lakáson belül az alkalmazott Bluetooth egység megbízhatóan továbbítja a telefonig a kiságynál levő központi egység jeleit, nagyjából 15-25 méter távolságig.

Ha túlságosan eltávolodna a hatókörből, azt a telefon rezgéssel és hanggal jelzi.

Ilyenkor elegendő kicsit visszalépni, és a kapcsolat újra jó lesz.

Ha sokáig a hatókörön kívül maradna (10 sec, max. 3 perc), a telefon ezt másféle hanggal jelzi.

Ez esetben már közelebb kell menni a telefontal a Baby Controlhoz (2-3m), hogy a kapcsolat ismét létre jöjjön.

Három perc hatókörön kívül tartózkodás után (vagy ha leállította a telefonján a Baby Blue programot) a Baby Control Digitalközponti egysége elemkímélés miatt lekapcsolja a belső „Bluetooth module” táplálását.

Ki-be kapcsolás után a központi egység ismét elindítja a belső „Bluetooth module” táplálását.

Abban az esetben, ha a légzésfigyelő be van kapcsolva és a baba alszik, akkor nem kell ki-be kapcsolni a központi egységet, mert az hangjelzéssel jár, és a baba felébredhet.

Ilyenkor elegendő a működő központi egység gombját kb. 2 másodpercig egyszer megnyomni, és a telefon ismét automatikusan felveszi a kapcsolatot, ha elindítja rajta a programot.

A „Baby Blue” program leállításához nyomja meg a telefon menü gombját, majd válassza a kijelzőn megjelenő „leállítás” parancsot.

Műszaki tanácsadás: 06 70 274-9229